



Gestión de La Formación  
Servicios De Laboratorio y Apoyo a la Docencia  
Limpieza y Desinfección Laboratorio de Fisioterapia

Código: PM-FO-8.2-PR-7

Versión: 0

Fecha de Actualización: 17-07-2017

Página 1 de 4

<b>1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:</b>	Gestión de la Formación/Servicios de Laboratorio de Fisioterapia
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Jefe de departamento - Fisioterapia
<b>3. OBJETIVO:</b>	Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección con el fin de prevenir y reducir el riesgo de exposición laboral a agentes patógenos para controlar la contaminación cruzada
<b>4. ALCANCE:</b>	Inicia con la verificación de los equipos y dispositivos y finaliza con la limpieza a diario con un paño húmedo y alcohol siguiendo el protocolo de bioseguridad del laboratorio de Fisioterapia
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	Resolución 2003 de 2014

**6. CONTENIDO:**

No.	Descripción de la Actividad	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Verifica los equipos y dispositivos requeridos por los docentes en las prácticas y/o procesos de investigación.	Auxiliar de laboratorio	Planilla de solicitud de insumos
2	Realiza limpieza de equipos, antes de iniciar las prácticas de laboratorio. Nota: Solicitar para la adecuada limpieza toallas de papel, franelas, jabon y Alkazime o bencidina, y un dispensador en spray	Auxiliar de laboratorio	Planilla de solicitud de insumos
<b>Limpieza y desinfección del hidrocollactor</b>			
1	Desconecta el equipo semanalmente antes de iniciar la limpieza, se retiran los paquetes y el agua.	Auxiliar de laboratorio	Etiqueta de Rotulado
2	Lava y desinfecta el tanque y los paquetes calientes.	Auxiliar de Laboratorio	Etiqueta y rotulado



Gestión de La Formación  
Servicios De Laboratorio y Apoyo a la Docencia  
Limpieza y Desinfección Laboratorio de Fisioterapia

Código: PM-FO-8.2-PR-7

Versión: 0

Fecha de Actualización: 17-07-2017

Página 2 de 4

	<p>Nota: Durante el inicio del semestre académico, el tanque debe encenderse diariamente.</p> <p>Nota 2: Durante el periodo de vacaciones, se realiza el procedimiento de lavado, se deja el tanque libre de agua y seco y los paquetes se guardan en el refrigerador en una bolsa plástica hasta el inicio del nuevo semestre, donde antes de colocar el equipo en funcionamiento nuevamente debe realizarse el procedimiento de limpieza y desinfección</p>		
3	Llena el tanque de agua y deposita los paquetes y enciende el equipo	Auxiliar de Laboratorio	Etiqueta y rotulado
<b>Limpieza y desinfección de electrodos carbonados</b>			
1	Retira los electrodos del estudiante y/o colaborador de la comunidad, a.	Docente Investigador Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y rotulado
2	Deposita los electrodos en un plástico para su limpieza al final de la jornada académica y/o investigativa.	Docente Investigador Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y rotulado
3	Lava con detergente o alkazime, y posteriormente son guardados.	Docente Investigador Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y rotulado
<b>Limpieza tanque de parafina</b>			
1	Desconecta el equipo semanalmente, la parafina liquida se pasa 3 veces por un colador de tela y se deposita temporalmente en un recipiente de aluminio, entre tanto en menos de cinco minutos se limpia el tanque con un paño húmedo en alcohol, una vez limpio se pasa la parafina antes que se solidifique.	Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y Rotulado
2	Deposita la parafina tres (3) veces a través de un colador de tela y lo deja temporalmente en un recipiente de aluminio.	Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y Rotulado



Gestión de La Formación  
Servicios De Laboratorio y Apoyo a la Docencia  
Limpieza y Desinfección Laboratorio de Fisioterapia

Código: PM-FO-8.2-PR-7

Versión: 0

Fecha de Actualización: 17-07-2017

Página 3 de 4

3	Limpia el tanque con un paño húmedo en alcohol.	Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y Rotulado
4	Deposita la parafina en el tanque nuevamente antes de que se solidifique	Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y Rotulado
5	Conecta y prende el equipo Nota: El procedimiento debe realizarse inter semestralmente y dejar el equipo desconectado.	Auxiliar de laboratorio	Etiqueta y rotulado
<b>Limpieza, camillas colchonetas, balones, barras paralelas, rampa</b>			
1	Limpia a diario con un paño húmedo y alcohol siguiendo el protocolo de bioseguridad del laboratorio de Fisioterapia	Auxiliar de laboratorio Personal de Aseo	Lista de chequeo de desinfección de superficies. Planilla de equipos

**7. FORMATOS:**

**8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:**

**9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:**

FECHA	VERSIÓN: No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-07-2017	0	PM-FO-8.2-PR-7	Creación de procedimiento

**10. ANEXOS:**

Anexo A. Convenciones de flujograma  
Anexo B. Diagrama de flujo



Gestión de La Formación  
Servicios De Laboratorio y Apoyo a la Docencia  
Limpieza y Desinfección Laboratorio de Fisioterapia

Código: PM-FO-8.2-PR-7

Versión: 0

Fecha de Actualización: 17-07-2017

Página 4 de 4

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Nombre:	Nombre:
Responsable Subproceso	Responsable Proceso
Cargo: Jefe de Departamento	Cargo: Vicerrector Académico
Fecha:	Fecha:
REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre:	
Responsable de Gestión de Calidad	
Cargo:	Rector
Fecha:	Fecha:

COPIA NO CONTROLADA