



Universidad
del Cauca

Gestión de la Cultura y el Bienestar
Unidad de Salud - Asistencial
Lista de Verificación para Auditorías Internas de Calidad
Servicio de Promoción y Prevención
Desinfección de Equipos de la Red de Frio (Termos)

Proceso: Gestión de la cultura y el bienestar.		Subproceso: Gestión Asistencial Unidad de Salud			
Fecha auditoria		Responsable proceso			
Auditor líder		Auditor(es) acompañante(s)			
Numeral Norma	Descripción (Pregunta)	C	NC	OB	Hallazgos/Evidencias
1	Realiza la limpieza semanalmente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Realiza solicitud de insumos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Realiza lavado de manos según protocolo institucional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Lava el termo en su interior con solución jabonosa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Inicia el lavado de la parte interna a la externa del termo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Retira el jabón con abundante agua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Seca el termo con toalla y deja escurrir boca abajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Registra el procedimiento en el formato de desinfección.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observaciones					

*Marque X según corresponda en la casilla C (Conformidad) ó NC (No Conformidad) ú OB (Observación)